

## 15 ml PerformR Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril  
17 x 118 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0062 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3137-345-008-9

**153,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Boden:** konisch

**Deckel:** PlugStyleDeckel

**Eigenschaft:** PerformR

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 15 ml