

15 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

17 x 118 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0013 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3141-870-008-9

90,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 15 ml