

15 ml UVsafe Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

17 x 118 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0163 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3142-871-008-9

112,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: PlugStyleDeckel
Eigenschaft: UVsafe
Sterilität: unsteril
Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Volumen: 15 ml