

## 15 ml PerformR Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril  
17 x 118 mm



12 Racks à 25 Tubes = 300 Tubes

Artikel-Nr.: LC0067 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3147-335-018-9

**149,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Boden:** konisch

**Deckel:** PlugStyleDeckel

**Eigenschaft:** PerformR

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 12 Racks à 25 Tubes = 300 Tubes

**Volumen:** 15 ml