

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, einzeln verpackt

29 x 115 mm



labcon

100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0039 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3181-165-008-9

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: steril
Verpackung: 100 Tubes
Volumen: 50 ml