

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, IntegraPack
29 x 115 mm



labcon

10 Beutel à 5 x 10 Tubes = 500 Tubes
Artikel-Nr.: LC0034 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3181-325-008-9

395,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Beutel à 5 x 10 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 50 ml