

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril, IntegraPack
29 x 115 mm



10 Beutel à 5 x 10 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0034 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3181-325-008-9

336,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: SuperClear

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 5 x 10 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml