

## 50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0031 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3181-340-008-9

**169,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** SuperClear

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

**Volumen:** 50 ml