

## 50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0031 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3181-340-008-9

**199,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

- Boden:** konisch  
**Deckel:** Flachdeckel  
**Eigenschaft:** SuperClear  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes  
**Volumen:** 50 ml