

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0032 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3181-345-008-9

225,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 50 ml