

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril
29 x 115 mm



labcon

10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Artikel-Nr.: LC0042 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3182-345-008-9

216,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: PlugStyleDeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 50 ml