

## 50 ml UVsafe Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

steril  
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0182 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3182-445-008-9

**235,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Boden:** konisch  
**Deckel:** PlugStyleDeckel  
**Eigenschaft:** UVsafe  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes  
**Volumen:** 50 ml