

50 ml MetalFree Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0132 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3184-345-001-9

180,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: MetalFree

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Volumen: 50 ml