

50 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
29 x 115 mm



10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes

Artikel-Nr.: LC0072 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3186-345-008-9

204,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: PerformR
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Beutel à 50 Tubes = 500 Tubes
Volumen: 50 ml