

50 ml SuperClear Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0033 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3191-870-008-9

135,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: SuperClear
Sterilität: unsteril
Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Volumen: 50 ml