

50 ml UVsafe Centrifuge Tubes, PlugStyleDeckel

29 x 115 mm



labcon

Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0183 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3192-871-008-9

146,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: PlugStyleDeckel
Eigenschaft: UVsafe
Sterilität: unsteril
Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Volumen: 50 ml