

50 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
29 x 115 mm



12 Racks à 25 Tubes = 300 Tubes

Artikel-Nr.: LC0077 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3196-335-018-9

194,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: PerformR
Sterilität: steril
Verpackung: 12 Racks à 25 Tubes = 300 Tubes
Volumen: 50 ml