

50 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

steril
29 x 115 mm



12 Racks à 25 Tubes = 300 Tubes

Artikel-Nr.: LC0077 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3196-335-018-9

164,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: steril

Verpackung: 12 Racks à 25 Tubes = 300 Tubes

Volumen: 50 ml