

## 50 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln  
Artikel-Nr.: LC0073 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3196-870-008-9

**122,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Boden:** konisch  
**Deckel:** Flachdeckel  
**Eigenschaft:** PerformR  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln  
**Volumen:** 50 ml