

50 ml PerformR Centrifuge Tubes, Flachdeckel

29 x 115 mm



Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln
Artikel-Nr.: LC0073 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3196-870-008-9

104,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: PerformR

Sterilität: unsteril

Verpackung: Je 1 Beutel à 500 Tubes und 500 Deckeln

Volumen: 50 ml