

1.5 ml ViewPoint Microcentrifuge Tube

Thermochromic Tube



5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0301 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3005-840-000-9

49,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Deckel: Mit Druckverschluss

Eigenschaften: Thermochrom

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: 5 Beutel à 100 Stück = 500 Stück

Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße, thermochrom

- „Real Time“ Temperatur Signalisierung durch Gefäßfarbwechsel
- Ab 4 °C Wechsel von farblos zu hellblau, ab 0 °C von hellblau zu dunkelblau
- Eine mögliche Eiskristallbildung in der Lösung kann so frühzeitig erkannt werden
- Ab 0 °C werden die Gefäße UV-Licht undurchlässig, ein Einwickeln in Aluminiumfolie ist nicht nötig. So können die Gefäße dann auch problemlos in 1,5 ml Tube Racks platziert werden.

Weitere Vorteile:

- „Leak Resistant“ Deckel mit 90° Öffnungswinkel
- Autoklavierbar
- Zentrifugierbar bis 40.000 RCF

- Großzügig dimensionierter Verschlussfläche am oberen Gefäßrand, höherer Widerstand gegenüber Überdruck bei hohen Temperaturen oder während der Lagerung
- Seitlich angebrachtes, aufgerautes Schriftfeld, für Schmier-freie Beschriftungen
- Medical Grade Rohmaterial

Special Features:

1.5 ml ViewPoint Tubes

