

15 ml ViewPoint Centrifuge Tube

steril, IntegraPack, Thermochromic Tube

17 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Artikel-Nr.: LC0218 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3210-325-008-9

71,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: ViewPoint

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Volumen: 15 ml