

15 ml ViewPoint Centrifuge Tube

steril, Thermochromic Tube
17 x 115 mm



12 Racks à 25 Tubes

Artikel-Nr.: LC0217 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3210-335-008-9

166,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Boden: konisch
Deckel: Flachdeckel
Eigenschaft: ViewPoint
Sterilität: steril
Verpackung: 12 Racks à 25 Tubes
Volumen: 15 ml