

50 ml ViewPoint Centrifuge Tube

IntegraPack, Thermochromic Tube

29 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Artikel-Nr.: LC0224 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3220-320-008-9

83,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: ViewPoint

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Volumen: 50 ml