

50 ml ViewPoint Centrifuge Tube

steril, IntegraPack, Thermochromic Tube

29 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Artikel-Nr.: LC0228 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3220-325-008-9

88,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: ViewPoint

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes

Volumen: 50 ml