

## 50 ml ViewPoint Centrifuge Tube

steril, Thermochromic Tube

29 x 115 mm



12 Racks à 25 Tubes

Artikel-Nr.: LC0227 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3220-335-008-9

**222,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Boden:** konisch

**Deckel:** Flachdeckel

**Eigenschaft:** ViewPoint

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 12 Racks à 25 Tubes

**Volumen:** 50 ml