

15 ml ProtectR Centrifuge Tube, CO2 Resistant

IntegraPack
17 x 118 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0254 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3830-320-000-9

81,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: CO2 Resistant, ProtectR

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Volumen: 15 ml