


50 ml ProtectR Centrifuge Tube, CO2 Resistant

IntegraPack
29 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0264 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3880-320-000-9

80,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: CO2 Resistant, ProtectR

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Volumen: 50 ml