


## 50 ml ProtectR Centrifuge Tube, CO2 Resistant

IntegraPack  
29 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0264 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3880-320-000-9

**94,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Boden:** konisch  
**Deckel:** Flachdeckel  
**Eigenschaft:** CO2 Resistant, ProtectR  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes  
**Volumen:** 50 ml