

50 ml ProtectR Centrifuge Tube, CO2 Resistant

steril, IntegraPack
29 x 115 mm



2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Artikel-Nr.: LC0268 | [Labcon](#) | Hersteller-Nr.: 3880-325-000-9

84,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion

Boden: konisch

Deckel: Flachdeckel

Eigenschaft: CO2 Resistant, ProtectR

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Beutel à 5 x 10 Tubes = 100 Tubes

Volumen: 50 ml