


## BioLocker 2D 0.5 ml Tube, SBS-Format

steril, Schraubdeckel, Innengewinde  
für SBS Racks



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1000 Tubes bulk verpackt  
Artikel-Nr.: 592001 | Biozym

**499,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Biolocker
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode
<b>Format:</b>	Beutel
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß mit Deckel
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	Innengewinde
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	1000 Tubes bulk verpackt
<b>Volumen:</b>	0.5 ml

#### BioLocker 2D Barcode Tubes von Biozym

- Geeignet zur Lagerung -196 °C (Gasphase) bis 121°C
- Tubes im Reinraum hergestellt, DNase, RNase, Endotoxin-frei
- ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Fertigung
- Tubes gefertigt aus hochreinem, medizinischen Polypropylen, frei von Schwermetallen, Phtalaten, Latex und Bisphenol A
- 100% Qualitätskontrolle der Barcodes auf Lesbarkeit
- Alle Racks standardmäßig mit seitlichem 1D linear-Barcode als auch Orientierungs-Barcode unter dem Rack
- Mit Tube-Grip Racks: Rotations-Block der Tubes im Rack durch kleine seitliche Stege in den Tube-Füßen

#### Übersicht SBS-Format

- Innengewinde Tubes mit bei der Fertigung eingespritzter TPE-Dichtung in Deckel aus medizinischem Polypropylen

- Alle Racks aus Polypropylen mit bruchsicherem Polycarbonat-Deckel
- Jeweils als „Tube im Rack“ oder Tubes und Racks einzeln erhältlich

<b>Volumen (nominal)</b>	0,5 mL	0,75 mL	1,1 mL	1,4 mL
<b>Innenvolumen</b>	0,3 mL	0,5 mL	0,75 mL	1 mL
<b>Höhe Tube (mm)</b>	20	27	36,5	44
<b>Höhe Tube mit Deckel (mm)</b>	27	34	43,5	51
<b>Außendurchmesser Tube mit Deckel(mm)</b>	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Rack-Format</b>	96er SBS	96er SBS	96er SBS	96er SBS
<b>Rack-Höhe mit Deckel (mm)</b>	31	37	50	55