


BioLocker 2D 1.4 ml Tube, SBS-Format

steril, Schraubdeckel, Innengewinde
für SBS Racks



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1000 Tubes bulk verpackt
Artikel-Nr.: 592031 | Biozym

499,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Biolocker
Codierung:	2D-Barcode
Format:	Beutel
Passend für Rackformat:	SBS/96
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Innengewinde
Sterilität:	steril
Verpackung:	1000 Tubes bulk verpackt
Volumen:	1.4 ml

BioLocker 2D Barcode Tubes von Biozym

- Geeignet zur Lagerung -196 °C (Gasphase) bis 121°C
- Tubes im Reinraum hergestellt, DNase, RNase, Endotoxin-frei
- ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Fertigung
- Tubes gefertigt aus hochreinem, medizinischen Polypropylen, frei von Schwermetallen, Phtalaten, Latex und Bisphenol A
- 100% Qualitätskontrolle der Barcodes auf Lesbarkeit
- Alle Racks standardmäßig mit seitlichem 1D linear-Barcode als auch Orientierungs-Barcode unter dem Rack
- Mit Tube-Grip Racks: Rotations-Block der Tubes im Rack durch kleine seitliche Stege in den Tube-Füßen

Übersicht SBS-Format

- Innengewinde Tubes mit bei der Fertigung eingespritzter TPE-Dichtung in Deckel aus medizinischem Polypropylen

- Alle Racks aus Polypropylen mit bruchsicherem Polycarbonat-Deckel
- Jeweils als „Tube im Rack“ oder Tubes und Racks einzeln erhältlich

Volumen (nominal)	0,5 mL	0,75 mL	1,1 mL	1,4 mL
Innenvolumen	0,3 mL	0,5 mL	0,75 mL	1 mL
Höhe Tube (mm)	20	27	36,5	44
Höhe Tube mit Deckel (mm)	27	34	43,5	51
Außendurchmesser Tube mit Deckel(mm)	8,4	8,4	8,4	8,4
Rack-Format	96er SBS	96er SBS	96er SBS	96er SBS
Rack-Höhe mit Deckel (mm)	31	37	50	55