


## BioLocker Racks für 1.1 ml Tubes

Leerrack zu Art.Nr. 592021, 1.1 ml Tubes  
Rack mit 1D-Barcode und Orientation-Barcode



10 SBS Racks  
Artikel-Nr.: 592022 | Biozym

**108,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Biolocker
<b>Codierung:</b>	1D-Barcode, Orientation-Barcode
<b>Format:</b>	Rack im SBS Format
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Rack leer
<b>Verpackung:</b>	10 SBS Racks

#### BioLocker 2D Barcode Tubes von Biozym

- Geeignet zur Lagerung -196 °C (Gasphase) bis 121 °C
- Tubes im Reinraum hergestellt, DNase, RNase, Endotoxin-frei
- ISO 9001 und ISO 14001 zertifizierte Fertigung
- Tubes gefertigt aus hochreinem, medizinischen Polypropylen, frei von Schwermetallen, Phtalaten, Latex und Bisphenol A
- 100% Qualitätskontrolle der Barcodes auf Lesbarkeit
- Alle Racks standardmäßig mit seitlichem 1D linear-Barcode als auch Orientierungs-Barcode unter dem Rack
- Mit Tube-Grip Racks: Rotations-Block der Tubes im Rack durch kleine seitliche Stege in den Tube-Füßen

#### Übersicht SBS-Format

- Innengewinde Tubes mit bei der Fertigung eingespritzter TPE-Dichtung in Deckel aus medizinischem Polypropylen
- Alle Racks aus Polypropylen mit bruchsicherem Polycarbonat-Deckel
- Jeweils als „Tube im Rack“ oder Tubes und Racks einzeln erhältlich

<b>Volumen (nominal)</b>	0,5 mL	0,75 mL	1,1 mL	1,4 mL
<b>Innenvolumen</b>	0,3 mL	0,5 mL	0,75 mL	1 mL
<b>Höhe Tube (mm)</b>	20	27	36,5	44
<b>Höhe Tube mit Deckel (mm)</b>	27	34	43,5	51
<b>Außendurchmesser Tube mit Deckel(mm)</b>	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Rack-Format</b>	96er SBS	96er SBS	96er SBS	96er SBS
<b>Rack-Höhe mit Deckel (mm)</b>	31	37	50	55