

BioLocker 2D 1.2 ml Tube, Cryo-Format

steril, Schraubdeckel, Außengewinde
Tubes mit 1D-, Racks mit 1D, Orientation-Barcode



81 Tubes im Cryoformat-Rack
Artikel-Nr.: 593052-1D | Biozym

88,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Biolocker
Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Orientation-Barcode
Format: 81er, Cryoformat Rack
Passend für Rackformat: Cryoformat 81
Produktart: Gefäß mit Deckel im Rack
Schraubdeckel / Stopfen: Außengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 81 Tubes im Cryoformat-Rack
Volumen: 1.2 ml

Tube-Volumen BioLocker Cryo-Format:

- Alle Volumen mit Innen- oder Außengewinde erhältlich
- Alle Racks aus bruchsicherem Polycarbonat (Deckel und Basis)
- Tubes jeweils mit und ohne seitlichen „human readable“ und 1D linearen Barcode erhältlich.

Spezifikationen BioLocker 2D Tubes Cryo-Format

Volumen (nominal)	1,2 ml	1,2 ml	2 ml	2 ml	5 ml	5 ml
--------------------------	--------	--------	------	------	------	------

Gewindeart (Innen- /Außengewinde)	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen	Außen
Innenvolumen	1,2 ml	1,2 ml	1,8 ml	1,8 ml	4,5 ml	4,5 ml
Höhe Tube (mm)	32,5	40	38,5	44,9	76,7	84,2
Höhe Tube mit Deckel (mm)	41,8	42,2	47,8	47,2	86,2	86,4
Außendurchmesser Tube mit Deckel (mm)	12,5	13,2	12,5	13,2	12,7	13,2
Passende Racks (Cryo-Format)	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9 10 x 10	9 x 9	9 x 9	9 x 9

Spezifikationen BioLocker Lagerracks Cryo-Format			
Rack Typ (Anordnung Tubes)	10 x 10	9 x 9	9 x 9 für 5 ml Vials
Kompatibel mit folgenden Tube-Volumen	1,2 ml; 2 ml	1,2 ml; 2 ml	5 ml
Kompatibel mit folgenden Tube-Gewindetypen	Innengewinde	Innengewinde Außengewinde	Innengewinde Außengewinde
Breite x Länge Rack (mm)	135 x 135	132,5 x 132,5	132,5 x 132,5
Höhe Rack (mm)	52,4	52	90
Lochdurchmesser (mm)	12,9	12,8	12,8