

BioLocker CapPlug, gelb

für Innengewinde-Tubes im Cryo-Format



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

50 Stück
Artikel-Nr.: 593090 | Biozym

6,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: Biolocker
Codierung: ohne Codierung
Farbe: gelb
Passend für Rackformat: Cryoformat 81/100
Produktart: Verschluss
Schraubdeckel / Stopfen: Deckelstopfen
Verpackung: 50 Stück