

Ultra-LEAF Purified anti-human TSLP

Mouse IgG1, kappa
15B11.3



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B512205 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 512205

216,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA Capture, Neut
Clone: 15B11.3
Format: ULEAF
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Ultra-LEAF Purified anti-human TSLP

Clone: 15B11.3
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: ULEAF
App_Abbrev: ELISA Capture, Neut
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19093>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>