

Ultra-LEAF Purified anti-human TSLP

Mouse IgG1, kappa
15B11.3



BioLegend
From Revvity

1 mg
Artikel-Nr.: B512206 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 512206

595,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 15B11.3
Format: ULEAF
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 1 mg

Ultra-LEAF Purified anti-human TSLP

Clone: 15B11.3
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)
Size: 1 mg

Reactivity: Human
Format: ULEAF
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19093>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>