

Purified anti-RNA Polymerase II Rpb4

Mouse IgG1, kappa
2Y14



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B665106 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 665106

203,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Clone: 2Y14
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-RNA Polymerase II Rpb4

Clone: 2Y14

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: B32, DNA-directed RNA polymerase II 32 kD polypeptide, RNA polymerase II subunit B4

Size: 100 µg

Reactivity: Yeast

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=19330>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>