

## SuperClear Culture Tubes 13 x 100 mm, PS, steril

Kapazität 8 ml, ohne Deckel, Polystyrol, klar



8 Packungen à 125 Tubes

Artikel-Nr.: LC7078 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3425-355-000-9

**165,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** Ohne Deckel  
**Farbe:** klar  
**Material:** PS  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 8 Packungen à 125 Tubes  
**Volumen:** 8.0 ml