

SuperClear Culture Tubes 13 x 100 mm, PS, steril

Kapazität 8 ml, ohne Deckel, Polystyrol, klar



8 Packungen à 125 Tubes

Artikel-Nr.: LC7078 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3425-355-000-9

165,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel
Farbe: klar
Material: PS
Sterilität: steril
Verpackung: 8 Packungen à 125 Tubes
Volumen: 8.0 ml