

## ClipTip Ext. 300 µl, orange, Low Retention

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl  
für E1 Pipetten 300 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674530E | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410610

**47,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	300 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	8 Racks à 96 Stück

#### Pipettenspitzen ClipTip 300

- Länge 6,3 cm
- Volumenbereich 30-300 µl
- Farbcode Orange

#### Passend für

- F1-ClipTip 30-300 µl
- F1-ClipTip 250 ?l Fix
- F1-ClipTip 8-Kanal 30-300 ?l
- F1-ClipTip 12-Kanal 30-300 ?l
- E1-ClipTip 1-Kanal 10-300 µl
- E1-ClipTip 8-Kanal 10-300 µl
- E1-ClipTip 12-Kanal 10-300 µl
- E1-ClipTip Equalizer 8-Kanal 10-300 µl

- **Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen.** Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein.
- **Geringe Retention.** Jede ClipTip Pipettenspitze nutzt eine spezielle Technologie für geringe Retention zur maximalen Probenrückgewinnung.
- **Bewährte Qualität:** Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
- **Umweltfreundlich:** Unser Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
- **CE-Kennzeichnung:** Das F1-ClipTip Pipettiersystem ist gemäß der IVD-Richtlinie in Europa CE-gekennzeichnet.
- **Einfache Identifikation und Nachverfolgbarkeit:** Aufgedruckte Chargennummer und Volumenangabe auf jedem Spitzeneinsatz sowie einfache Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette über eine farbliche Kennzeichnung
- **Zertifizierung:** Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485.