

## ClipTip Ext. 300 µl, orange, steril, Low Retention

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl  
für E1 Pipetten 300 µl



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674531E | Thermo | Hersteller-Nr.: 94410613

**61,90 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	300 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	8 Racks à 96 Stück