

ClipTip Ext. 300 µl, Filter, orange, steril, Low R

für F1-ClipTip Pipetten 300 µl
für E1 Pipetten 300 µl



ThermoFisher
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674536E | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420613

70,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Sterilität:	steril
Verpackung:	8 Racks à 96 Stück