

Nichiryo Model 2100DG-2, 0.4 - 2.0 ml

Increment 0.01 ml

Volume Reading 0/40~2/00



Abbildung ähnlich

Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656101 | Nichiryo

327,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichiryo Model 2100DG-1
Pipettenvolumen: bis 2000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen