

Nichiryo Model 2100DG-5, 1.0 - 5.0 ml

Increment 0.02 ml
Volume Reading 1/00~5/00



Abbildung ähnlich

Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656102 | Nichiryo

327,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Nichiryo Model 2100DG-1
Pipettenvolumen: bis 5000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen