

SC Culture Tubes 12 x 75 mm, U-Boden, PS

Kapazität 5 ml, ohne Deckel, Polystyrol, klar
Deckel s. Art. LC7050 & LC7090 - LC7098



Packung à 1000 Tubes

Artikel-Nr.: LC7011 | Labcon | Hersteller-Nr.: 3310-800-000-9

70,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel
Farbe: klar
Form: U-Boden
Material: PS
Sterilität: unsteril
Verpackung: Packung à 1000 Tubes
Volumen: 5.0 ml

Rundboden-Kulturröhrchen - perfekt geeignet für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen.

Präzision aus extra klarem Polypropylen oder klarem Polystyrol.

- Die Polypropylenröhrchen sind gefrierfähig (-80 °C) und autoklavierbar (122 °C). Polystyrolröhrchen sind nicht autoklavierbar
- Die hierzu passenden Tube Caps bestehen aus Polyethylen niedriger Dichte und sorgen für eine sichere Abdichtung.
- Sie sind als geriffelter Plug Type Stopfen oder Dual Position Deckel erhältlich.
 - DUAL POSITION: Option für aerobe Anwendungen - Durch die zweistufige Abdichtung kann die Probe belüftet oder luftdicht / auslaufsicher verschlossen werden
 - PLUG-TYPE: Nicht für aerobe Anwendungen, dichter Stopfen