

Spitzen 20 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741603X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3003 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1066-965-008-9

82,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück



20 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin E-Man Hybrid 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin E4XLS 8 Ch 0.5-10, 2-20; 12 Ch 0.5-10
- Rainin EDP1 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 1-10, 2-20
- Rainin EDP3 with LTS 0.5-10, 2-20; 8/24 Ch 0.5-10
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20
- Rainin XLS+ 1/12 Ch 0.1-2, 0.5-10, 2-20