

Spitzen 250 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

Low Retention
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741612X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3062 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1067-960-008-9

62,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück



250 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Integra Viaflo Electronic 10-300 (to 200 µl); 8/12 Ch 10-300 (to 200 µl)
- Rainin E-Man Hybrid 10-100, 20-200
- Rainin E4XLS 8 Ch 5-50, 20-200; 12 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP1 with LTS 10-100, 20-200; 8/24 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP3 with LTS 5-50, 20-200; 8/25 Ch 5-50, 20-200
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 10-100, 20-200

- Rainin XLS+ 1/12 Ch 10-100, 20-200