

Spitzen 250 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

steril, Low Retention
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741613X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3063 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1067-965-008-9

79,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 250 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Labcon |
| Spezialeigenschaften: | Rainin Typ |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |



250 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Integra Viaflo Electronic 10-300 (to 200 µl); 8/12 Ch 10-300 (to 200 µl)
- Rainin E-Man Hybrid 10-100, 20-200
- Rainin E4XLS 8 Ch 5-50, 20-200; 12 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP1 with LTS 10-100, 20-200; 8/24 Ch 5-50, 20-200
- Rainin EDP3 with LTS 5-50, 20-200; 8/25 Ch 5-50, 20-200
- Rainin Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 10-100, 20-200

- Rainin XLS+ 1/12 Ch 10-100, 20-200