

Spitzen 300 µl Typ Rainin LTS, SuperSlik

Low Retention
Nachfolgeartikel für Art.-Nr. 741632X



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: LC3072 | Labcon | Hersteller-Nr.: 1160-960-008-9

65,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Labcon
Spezialeigenschaften:	Rainin Typ
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück



300 µl Pipettenspitze für Rainin® LTS Pipetten, passend für:

- Rainin LTS E4XLS 8 Ch 20-300; 12 Ch 20-300
- Rainin LTS Pipet Lite/LTS 1/12 Ch 20-300
- Rainin LTS XLS+ 1/12 Ch 20-300